

Traduction des consignes inscrites sur la boîte :

Méthode d'utilisation :



À noter :

1. Ce masque ne convient pas dans un environnement anoxique (concentration de de l'oxygène en dessous de 19,5%)
2. Ce masque ne convient pas dans un environnement à très forte concentration de polluants, pouvant mettre en danger la vie ou la santé d'une personne.
3. Ce masque ne convient pas comme moyen de protection contre les gaz ou fumées nocives.
4. Remplacer le masque par un nouveau masque dès qu'il est endommagé, pollué ou présente une résistance respiratoire accrue.

Autres :

Type de masque : Auriculaire

DLUO : 2 ans

Champs d'application : usage quotidien

Conservation : dans un endroit sec, à température ambiante

Origine : chine